

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат микротоковой терапии LUXLIFTING

ВВЕДЕНИЕ

Под воздействием различных негативных факторов, с течением времени, наша кожа может терять свою привлекательность, эластичность и упругость. Это объясняется огромным количеством причин, среди которых процессы естественного старения, воздействие солнечных лучей, появление различных заболеваний и генетика. Существуют различные косметические средства, обеспечивающие уход за кожей, например кремы, сыворотки и лосьоны. Однако они ограничиваются внешним воздействием и неспособны оказать комплексное воздействие на внутренние слои кожи.

Электрическое и радиочастотное воздействие обеспечивает внутренние стимулирующие эффекты. Такие процессы позволяют значительно повысить способность кожи к регенерации, выровнять её тон, что значительно улучшит внешний вид в целом и сделает кожу более здоровой.

Аппарат мезотерапии рекомендуется использовать в комплексе с токопроводящим контактным гелем «LUXLIFTING». Благодаря этому можно значительно усилить эффект воздействия.

УСТРОЙСТВО БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:

- Разглаживания морщин и восстановления эластичности;
- Восстановления кожи, пострадавшей от воздействия солнечных лучей;
- Предотвращения старения кожи;
- Борьбы с высыпаниями;
- Лечения проблемной кожи;
- Осветления пигментных пятен.

Данное устройство является реальной альтернативой дорогостоящим инъекциям. Оно позволяет большей категории людей заниматься уходом за собственной кожей, что подтверждает более 25 000 покупок данного прибора в наших магазинах.

В основе устройства лежит пять концепций, обеспечивающих комплексный уходовой эффект. Аппарат включает в себя:

1. Мезопорацию;
2. Электропорацию;
3. Стимуляцию мышц электрическими импульсами;
4. Стимуляцию радиочастотами;
5. Стимуляцию светодиодами.

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ?

НЕОБХОДИМО

1. Убрать косметику;
2. Очистить кожу, провести скрабирование;
3. Умыться прохладной водой.

Далее наносится средство для создания контактной среды, где будут проводиться импульсы.

ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ МОЖНО НА СЛЕДУЮЩИХ УЧАСТКАХ ТЕЛА:

- лицо, шея, веки, подбородок;
- внутренняя поверхность плеч, бедер;
- живот.

При регулярном использовании в домашних условиях эффект будет замечен через 3-4 недели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Устройство требуется заряжать в течение 3 часов перед тем, как использовать впервые. Зарядное устройство идёт в комплекте к аппарату;
2. Во время процедуры используйте токопроводящий контактный гель с гиалуроновой кислотой;
3. При эксплуатации медленно передвигайте устройство по поверхности кожи.
4. Не забывайте выключать устройство после использования. Для этого нужно нажать на кнопку питания. Вы можете этой же кнопкой регулировать интенсивность воздействия до нужного вам уровня. Всего уровней интенсивности 5, их переключение отражается на экране устройства, шестое нажатие выключит прибор.

Для достижения лучшего эффекта требуется использовать прибор три раза в неделю. Курс 20 процедур, затем перерыв 8-10 дней. Можно наносить под токопроводящий гель сыворотки, масла, эссенции.

Длительность одного сеанса 10 минут на одной зоне.

Рекомендуется после процедуры использовать уходовое средство для кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР

Во время процедуры рекомендуется наносить на лицо специальный контактный гель. Без него вы не сможете ощутить действие аппарата.

Гели для процедур имеют свои особенности: по текстуре это густые вязкие средства, которые медленно впитываются и долго не сохнут.

Гель усиливает эффект аппаратной процедуры по подтяжке лица за счёт:

1. правильного распределения волн и импульсов по всей площади обрабатываемого кожного участка;
2. равномерного прогрева мягких тканей.

Гель легко распределить по поверхности кожи: во время процедуры это поможет аппарату легко скользить по поверхности лица. По окончании процедуры гель полностью абсорбируется кожей и не оставляет никаких следов, а также какого-либо дискомфорта.

ПАРАМЕТРЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Название	LUXLIFTING
Модель	9902 Вход: DC5V (500 мА)
Ёмкость аккумулятора	800 мАч
Мощность	Макс 10 Вт
Время зарядки	3,5 часа
В режиме ожидания	40 дней
Время использования	10 минут / таймер
Вес устройства	220 г
Размер устройства	165 × 45 × 46 мм
Размер подарочной коробки	215 × 152 × 85 мм

ВЫБОР LED РЕЖИМА

РЕЖИМ 1 — КРАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

Красный светодиод используется для лечения кожи склонной к появлению глубоких морщин, усиления регенерации коллагена и повышения эластичности кожи. Нажмите кнопку выбора светодиода один раз, чтобы перейти в режим 1.

РЕЖИМ 2 — ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

Зелёный светодиод используется для лечения пигментных пятен или обесцвеченной кожи, предотвращая чрезмерную выработку меланина. Дважды нажмите кнопку выбора светодиода, чтобы перейти в режим 2.

РЕЖИМ 3 — СИНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

Синий светодиод используется для лечения акне и жирной кожи, помогает сузить поры и наладить работу сальных желёз. Трижды нажмите кнопку выбора светодиода, чтобы перейти в режим 3.

РЕЖИМ 4 — ЖЁЛТЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

Жёлтый светодиод используется для выравнивания цвета лица. Подходит для кожи с тёмными пятнами и, наоборот, с тусклыми участками. Нажмите кнопку выбора светодиода 4 раза, чтобы перейти в режим 4.

РЕЖИМ 5 — РОЗОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ

Розовый светодиод используется для отбеливания кожи. Нажмите кнопку выбора светодиода 5 раз, чтобы перейти в режим 5.

РЕЖИМ 6 — МИГАЮЩИЙ РОЗОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Мигающий розовый светодиод используется для улучшения проникновения уходовых средств в более глубокие слои кожи. Нажмите кнопку выбора светодиода 6 раз, чтобы перейти в режим 6.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТА

Нажмите кнопку выбора светодиода 7 раз, чтобы выключить светодиодную подсветку.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДВИЖЕНИЯ

ДЛЯ ПОДТЯЖКИ КОЖИ ЛИЦА:

Выполняйте восходящие движения аппаратом от уголков рта по направлению к внешним уголкам глаз.

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ УГОЛКОВ РТА:

Выполняйте восходящие движения массажёром от уголков рта в сторону мочек.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ «ДВОЙНОГО» ПОДБОРОДКА:

Выполняйте восходящие движения аппаратом от центра подбородка к углу нижней челюсти.

УХОД ЗА Т-ЗОНОЙ:

Выполняйте восходящие движения массажёром от центра лба к линии роста волос и вискам.

УХОД ЗА КОЖЕЙ С ЭКЗЕМОЙ И АКНЕ:

Не рекомендуется направлять ультразвуковой излучатель на участки кожи с экземой, акне, солнечными ожогами, пятнами. При выполнении процедур необходимо выполнять воздействие на близлежащих участках кожи.

СНЯТИЕ ПРИПУХЛОСТЕЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ, «ТЁМНЫХ КРУГОВ»:

Движения от внешнего уголка глаз к вискам, затем нисходящие движения к мочке уха, вдоль задней поверхности шеи вниз, в подмышечную область.

Во время работы вы можете ощущать лёгкие электрические импульсы, небольшое покалывание и работу мышц лица, они будут понемногу сокращаться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед использованием. Следуйте ей во время работы с аппаратом.
2. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае поломки свяжитесь с техподдержкой по QR - коду в инструкции.
3. Используйте устройство только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.
4. Не храните и не используйте устройство в местах с высокой температурой и влажностью, например, под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с огнём или устройством с высокой температурой.
5. Не помещайте и не используйте устройство во влажной среде, например, в ванной во избежание короткого замыкания.
6. Берегите от детей и лиц с ограниченными возможностями. Необходим тщательный контроль, когда устройство используется лицами младше 18 лет.
7. Хранить в недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не разбирайте устройство.
9. Не используйте устройство, если кабель зарядки повреждён.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Беременность
- болезни сердца
- лихорадка
- открытые порезы
- Острые заболевания
- Установленный кардиостимулятор
- Анемия или повышенная чувствительность
- Гипертония
- Инфекционные заболевания
- Раковые заболевания
- Заболевания щитовидной железы
- Гипотония
- Наличие искусственного сердца или лёгкого

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Техническое обслуживание и ремонт должен проводить только квалифицированный персонал в сервисных центрах торгующей организации.

ХРАНЕНИЕ:

1. Изделия должны храниться в местах, исключающих воздействие неблагоприятных условий, ударов и механических повреждений.
2. Не допускается попадание пыли и влаги внутрь изделия.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

1. Продукцию перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ должна быть исключена возможность падения и соударения тары.
3. При погрузке и разгрузке должны соблюдаться меры предосторожности, указанные на таре.

УТИЛИЗАЦИЯ:

1. Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы изделия не содержат.
2. Изделия утилизируются обычным способом.